

Anti-Erp57 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30101

Artikelnummer: CM0014488



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ERp57 (PDIA3), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Rattenprotein. ERp57 ist eine Proteindisulfid-Isomerase und Komponente des MHC-I-Peptidbeladungskomplexes. Ideal für Studien zur Proteinfaltung, Redox-Regulation und adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERp57 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P58; ER60; ERp57; ERp60; ERp61; GRP57; GRP58; PI-PLC; HsT17083; HEL-S-269; HEL-S-93n
Spezies	Human
GeneID (human)	2923
GeneID	2923
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 206-505 von humanem ERp57 (NP_005304.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P30101
Protein-Gewicht	54kDa
Versand	Eistasche