

Anti-Erp57 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P30101

Artikelnummer: CM0005635



Einführung

Hochwertiger Anti-ERp57 Kaninchen Monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Zielt auf Protein-Disulfid-Isomerase A3, ein wichtiges Chaperon bei der MHC I-Antigenpräsentation. Ideal für immunologische und zellbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Erp57 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliae	P58; ER60; ERp57; ERp60; ERp61; GRP57; GRP58; PI-PLC; HsT17083; HEL-S-269; HEL-S-93n
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2923
GenID	2923
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P30101
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel