

Kaninchen-Poliklonales Anti-Ervw-1 (Syncytin-1)-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uqf0

Artikelnummer: CM0020549



Einführung

Kaninchen-poliklonales Antikörper gegen humanes ERVW-1/Syncytin-1, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt das endogene retrovirale Hüllprotein, das an der Trophoblastenfusion und der Pathogenese der Multiplen Sklerose beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ERVW-1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ENV; ENVW; HERVW; ERVWE1; HERV7Q; HERV-7q; HERVWENV; HERV-W-ENV; ERVW-1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	30816
GeneID	30816
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 201-300 von humanem ERVW-1 (NP_055405.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UQF0
Proteinmasse	60 kDa
Versand	Eisbeutel