

Anti-Esam Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Ap7

Artikelnummer: CM0013825

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ESAM, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Ideal für Endothelzelladhäsion, Verbindungsbiologie und Gefäßforschung. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 41 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ESAM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	W117m; ESAM
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	90952
GenID	90952
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-248 von humanem ESAM (NP_620411.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96AP7
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel