


Anti-Esd (Esterase D) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P10768

Artikelnummer: CM0028851



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliche Esterase D (S-Formylglutathion-Hydrolase, ESD) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches und murines ESD (31 kDa), das an der Formaldehyd-Detoxifikation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ESD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FGH; ESD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2098
GenID	2098
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-282 des menschlichen ESD (NP_001975.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P10768
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel