

Anti-Ese1/Elf3 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P78545

Artikelnummer: CM0026618



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes ESE1/ELF3, validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Geeignet für Forschung zu epithelialer Zelldifferenzierung und Tumorentstehung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ESE1/ELF3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ERT; ESX; EPR-1; ESE-1; ESE1/ELF3
Spezies	Mensch
Gen-ID	1999
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 von humanem ESE1/ELF3 (NP_004424.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78545
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel