


Anti-Espl1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14674

Artikelnummer: CM0013476



Einführung

ESPL1-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt Separase aus Mensch, Maus und Ratte, eine zentrale mitotische Protease, die durch die Spaltung von Cohesin die Chromosomentrennung auslöst.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ESPL1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ESP1; SEPA; ESPL1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9700
GeneID	9700
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1220-1500 des menschlichen ESPL1 (NP_036423.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14674
Proteingewicht	233 kDa
Versand	Kühlakku