

Anti-Espn Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - B1Ak53

Artikelnummer: CM0020414

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ESPN, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Hörverlust, Stereozilien und Aktin-Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ESPN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	USH1M; DFNB36; LP2654; ESPN
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	83715
GenID	83715
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 585-854 von humanem ESPN (NP_113663.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	B1AK53
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel