


Anti-Esr α -Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - P03372

Artikelnummer: CM0015078



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen den menschlichen Östrogenrezeptor Alpha (ESR α , ER- α). Geeignet für Anwendungen in Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreaktiv mit menschlichem und murinem ESR α . Für die Forschung in den Bereichen Hormonsignalisierung, Krebsbiologie und Arzneimittelentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ESR α -Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; ESR α
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2099
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz innerhalb der Aminosäuren 516-595 des menschlichen ESR α (NP_000116.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P03372
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Kühlakku