


Anti-Esrra (Err-Alpha) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper - P11474

Artikelnummer: CM0013524



Einführung

Zuverlässiger ESRRRA Kaninchen-polyclonaler Antikörper für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Erkennt ESRRRA von Mensch, Maus und Ratte. Unterstützt Untersuchungen zum Energiestoffwechsel und zu Kernrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ESRRRA Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ERR1; ERRa; ESRL1; NR3B1; ERRalpha; ESRRRA
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2101
GeneID	2101
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-76 von menschlichem ESRRRA (NP_004442.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11474
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel