


Anti-Esrra Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P11474

Artikelnummer: CM0005304



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ESRRA (ERRalpha) für Western Blot und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Ideal für Forschung zu Energiestoffwechsel und transkriptioneller Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ESRRA Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliaße	ERR1; ERRa; ESRL1; NR3B1; ERRalpha; ESRRA
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2101
GeneID	2101
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P11474
Proteinmasse	46 kDa
Versand	Eisbeutel