


Anti-Esrra Kaninchen Polyklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P11474

Artikelnummer: CM0023990



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches ESRRA (ERR-alpha), ein Kernrezeptor, das am Energiestoffwechsel beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; reagiert kreuz mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu transkriptioneller Regulation und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ESRRA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ERR1; ERRa; ESRL1; NR3B1; ERRalpha; ESRRA
Art	Mensch
GenID	2101
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz von Aminosäuren 1-76 des menschlichen ESRRA (NP_004442.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11474
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel