


Anti-Esrrb-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095718

Artikelnummer: CM0014741



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ESRRB (ERRβ), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt endogenes ESRRB in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Pluripotenz von Stammzellen und zur Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ESRRB-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ERR2; ERRb; ESRL2; NR3B2; DFNB35; ERRbeta2; ERR beta-2; ESRRB
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2103
GeneID	2103
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 des humanen ESRRB (NP_004443.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	095718
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Kühlakku