

Anti-Esrrg Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P62508

Artikelnummer: CM0005783



Einführung

Rekombinanter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes ESRRG (Estrogen-related receptor gamma), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Kernrezeptorforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ESRRG Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ERR3; ERRg; NR3B3; ERRgamma; ERR-gamma; ESRRG
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2104
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem ESRRG (P62508) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P62508
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel