


Anti-Östrogenrezeptor Alpha (Phospho S106) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc - P03372

Artikelnummer: CM0001855



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen-polyclonaler Antikörper, der gegen Östrogenrezeptor alpha (ESR1) an Serin 106 gerichtet ist. Reagiert mit Proben von Mensch und Maus. Geeignet für WB und IF/ICC in der Krebsbiologie und Endokrinologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ESR α -S106 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Phospho-ESR α -S106
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2099
GenID	2099
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P03372
Proteinmasse	66kDa
Versand	Eisbeutel