


Anti-Östrogenrezeptor Beta Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92731

Artikelnummer: CM0030239



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanen Östrogenrezeptor beta (ER-beta, ESR2). Geeignet für Western Blot und ELISA, kreuzreagierend mit Maus und Ratte. Ziel ist ein nukleärer Hormonrezeptor, der an der Östrogensignalübertragung in reproduktiven und anderen Geweben beteiligt ist. Ideal für die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Östrogenrezeptor beta Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Erb; ESRB; ODG8; ESRB; NR3A2; ER-BETA; ESR-BETA; Östrogenrezeptor beta
Spezies	Mensch
Gen-ID	2100
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92731
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eistüte