

Anti-Esyt1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9BSj8

Artikelnummer: CM0017666

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ESYT1, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt Extended Synaptotagmin-1, ein ER-Zellmembran-Verankerungsprotein, das an Kalziumsignalisierung und Lipidtransport beteiligt ist. Für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ESYT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MBC2; FAM62A; ESYT1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23344
Gen-ID	23344
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 90-220 von humanem ESYT1 (NP_056107.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
Swiss-Prot	Q9BSJ8
Proteingewicht	123kDa
Versand	Eisbeutel