


## Anti-Etfa Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P13804

Artikelnummer: CM0026840



### Einführung

Kaninchen-polykloaler Antikörper gegen die humane Elektronentransferflavoprotein-Untereinheit alpha (ETFA), validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der mitochondrialen Fettsäureoxidation und die Glutarazidurie Typ II Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | ETFA Kaninchen pAb                                                                                                                                   |
| Anmerkungen/Aliase | EMA; GA2; MADD; ETFA                                                                                                                                 |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                                               |
| Gen-ID (Mensch)    | 2108                                                                                                                                                 |
| Gen-ID             | 2108                                                                                                                                                 |
| Immunogen          | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-333 des menschlichen ETFA (NP_000117.1) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                            |
| Kategorie          | Polyklonale Antikörper                                                                                                                               |
| Anwendung          | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                  |
| SWISS              | P13804                                                                                                                                               |
| Proteingewicht     | 35 kDa                                                                                                                                               |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                                            |