

Anti-Etfa Kaninchen-Polyclonaler Antikörper [Ko Validiert] - P13804

Artikelnummer: CM0023696



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen ETFA, validiert durch Knockout. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit humanem, murine und Ratten-ETFa. Ideal für Forschung zur mitochondrialen Fettsäureoxidation und Aminosäurestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] ETFa Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	EMA; GA2; MADD; FA
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2108
GeneID	2108
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-333 des humanen ETFa (NP_000117.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13804
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel