

Anti-Etfdh Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - Q16134

Artikelnummer: CM0011513

Einführung

Validierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ETFDH (MADD, ETFQO), geeignet für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA. Detektiert humanes, murines und rattisches ETFDH-Protein, ein Schlüsselenzym im mitochondrialen Elektronentransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] ETFDH Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MADD; ETFQO
Spezies	Human
GeneID	2110
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 480-617 von humanem ETFDH (NP_004444.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16134
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel