

Anti-Etfdh Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q16134

Artikelnummer: CM0030515

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ETFDH (Elektronentransport-Flavoprotein-Ubichinon-Oxidoreduktase) gerichtet ist, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Forschungsanwendung in Studien zum Fettsäurestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ETFDH Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MADD; ETFQO; ETFDH
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2110
Gen-ID	2110
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 318-617 von humanem ETFDH (NP_004444.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16134
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel