


Anti-Ethe1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95571

Artikelnummer: CM0013427



Einführung

ETHE1 Rabbit pAb detektiert humanes, murines und ratten ETHE1. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. ETHE1 ist eine mitochondriale Persulfid-Dioxygenase, die für den Schwefelwasserstoff-Katabolismus essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ETHE1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HSCO; YF13H12; ETHE1
Spezies	Human
GeneID (Human)	23474
GeneID	23474
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 8-245 des humanen ETHE1 enthält (NP_055112.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95571
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel