


Anti-Ets1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P14921

Artikelnummer: CM0015130



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den menschlichen ETS1-Transkriptionsfaktor, validiert für WB, IF-P, ELISA und reaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der lymphoiden Differenzierung, Angiogenese und Zytokinregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ETS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1; ETS1
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	2113
GenID	2113
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 342-441 von menschlichem ETS1 (NP_005229.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14921
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel