

Anti-Ets2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15036

Artikelnummer: CM0020622



Einführung

ETS2 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der in Kaninchen gegen ein internes Peptid des humanen ETS2 hergestellt wurde. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ETS2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ETS2IT1; ETS2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2114
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem ETS2 (NP_005230.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P15036
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel