

Anti-Etv1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa, Chip - P50549

Artikelnummer: CM0005177



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ETV1 (ER81), validiert für WB, IP, ELISA und ChIP. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Transkriptionsfaktor- und Onkologiestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] ETV1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ER81
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	2115
GeneID	2115
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen ETV1 (NP_004947.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50549
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eistasche