

Anti-Etv1-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50549

Artikelnummer: CM0013512



Einführung

ETV1 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der transkriptionellen Regulation von ETV1, der Neurodifferenzierung und der Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ETV1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ER81; ETV1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2115
Gen-ID	2115
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 80-300 von menschlichem ETV1 (NP_004947.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50549
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel