

Anti-Etv1/Er81 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - P50549

Artikelnummer: CM0025109



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper spezifisch für humanes ETV1/ER81. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Transkription, neuronale Differenzierung und Onkogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ETV1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ER81; ETV1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2115
Gen-ID	2115
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-200 des humanen ETV1 (NP_004947.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50549
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel