


Anti-Etv4-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P43268

Artikelnummer: CM0013898



Einführung

CamelBio polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ETV4 (E1AF/PEA3) für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Transkription und Neurogenese, unterstützt die Forschung zur Differenzierung von Motoneuronen und Keratinozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ETV4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	E1AF; PEA3; E1A-F; PEAS3; ETV4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2118
GenID	2118
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 79-178 von humanem ETV4 (NP_001977.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P43268
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel