

Polyklonaler Anti-Etv5-Antikörper Für Wb Und Elisa - P41161

Artikelnummer: CM0022628



Einführung

Polyklonaler Anti-ETV5-Kaninchenantikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und Ratten-ETV5/ERM-Protein (58 kDa), einen DNA-bindenden Transkriptionsfaktor, der an der Genregulation beteiligt ist. Für Forschungszwecke geeignet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ETV5-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	ERM; ETV5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2119
GeneID	2119
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-510 des humanen ETV5 (P41161) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P41161
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Kühlbeutel