

Polyklonaler Anti-Etv6-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P41212

Artikelnummer: CM0022680



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ETV6 (TEL) für WB, IHC-P und ELISA. Validiert für Mensch, Maus und Ratte. ETV6 ist ein Transkriptionsrepressor, der an der Hämatopoese und malignen Transformation beteiligt ist. Ideal für Studien zu Krebs und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	ETV6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TEL; THC5; TEL/ABL; ETV6
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2120
GeneID	2120
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-300 des humanen ETV6 (NP_001978.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P41212
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Kühlakku