

Anti-Etv6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P41212

Artikelnummer: CM0016566



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ETV6 (TEL), einen für WB und ELISA validierten transkriptionellen Repressor. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte; 53kDa. Ideal für Hämatopoese- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ETV6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TEL, THC5, TEL/ABL, ETV6
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2120
Gen-ID	2120
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem ETV6 (NP_001978.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P41212
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eistasche