


Anti-Etv7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y603

Artikelnummer: CM0026032



Einführung

ETV7 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper zum Nachweis von humane ETV7 in WB und ELISA. Validiert für Forschungszwecke, zielt auf den Transkriptionsfaktor ETV7 ab, der an der Regulation hämatopoetischer Gene beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ETV7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	TEL2; TELB; TEL-2; ETV7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51513
GenID	51513
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-210 von humanem ETV7 (NP_057219.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y603
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel