

Anti-Eva1A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H8M9

Artikelnummer: CM0027882

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes EVA1A (FAM176A/TMEM166) für WB, IHC-P, ELISA. Reguliert Autophagie und Apoptose. Reagiert mit Human, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EVA1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FAM176A; TMEM166; EVA1A
Spezies	Human
GenID (Human)	84141
GenID	84141
Immunogen	Re rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 90-152 von humanem EVA1A (NP_115557.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H8M9
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel