

## Anti-Exoc2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Kp1

Artikelnummer: CM0007095

### Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes EXOC2 (Exocyst-Komponente 2, Sec5) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung von Exozytose und Membrantransport.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                |
|-------------------|-------------------------------------|
| Produktname       | EXOC2 Kaninchen mAb                 |
| Bemerkungen/Alias | SEC5; Sec5p; SEC5L1; NEDFACH; EXOC2 |
| Spezies           | Mensch                              |
| Gen-ID (Mensch)   | 55770                               |
| Gen-ID            | 55770                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein               |
| Quelle            | Kaninchen                           |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper              |
| Anwendung         | WB, ELISA                           |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                 |
| SWISS             | Q96KP1                              |
| Proteingewicht    | 104 kDa                             |
| Versand           | Eisbeutel                           |