

Anti-Exoc2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q96Kp1

Artikelnummer: CM0023926

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen EXOC2/Sec5, validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zum Exozyst-Komplex und Vesikeltransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EXOC2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SEC5; Sec5p; SEC5L1; NEDFACH; EXOC2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55770
GenID	55770
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96KP1
Proteingewicht	104 kDa
Versand	Eisbeutel