

Anti-Exoc3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60645

Artikelnummer: CM0003251

Einführung

EXOC3 Kaninchen mAb (O60645) ist ein validierter monoklonaler Antikörper für WB, ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Untersuchen Sie die exozystkomplexvermittelte Vesikelanlagerung und Sekretion im zellulären Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EXOC3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3
Spezies	Mensch
GenID	11336 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 650-745 des menschlichen EXOC3 (O60645) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60645
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eispackung