

Anti-Exoc3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60645

Artikelnummer: CM0027682

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EXOC3 (Sec6), eine Komponente des Exocyst-Komplexes. Geeignet für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen in der Exozytose- und Zellbiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EXOC3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	11336
Gen-ID	11336
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 396-745 von humanem EXOC3 (NP_009208.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60645
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel