

Anti-Exoc4 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96A65

Artikelnummer: CM0013048



Einführung

Anti-EXOC4-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Zielt auf die Exozyst-Komplexkomponente Sec8 in Mensch, Maus und Ratte ab. Ideal für die Erforschung von Exozytose und Proteintransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EXOC4-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	SEC8; Sec8p; SEC8L1; EXOC4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	60412
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-280 des menschlichen EXOC4 (NP_068579.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96A65
Proteinmasse	110 kDa
Versand	Kühlakku