

Anti-Exosc1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y3B2

Artikelnummer: CM0013809



Einführung

EXOSC1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper (Q9Y3B2) für WB und ELISA erkennt die humane Exosom-Komponente CSL4, eine nicht-katalytische Untereinheit des RNA-Exosom-Komplexes, die an der RNA-Verarbeitung und dem Abbau beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EXOSC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p13; CSL4; SKI4; Csl4p; PCH1F; Ski4p; CGI-108; EXOSC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51013
Gen-ID	51013
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-195 von humanem EXOSC1 (NP_057130.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y3B2
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel