


## Anti-Exosc10 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q01780

Artikelnummer: CM0023895



### Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes EXOSC10, validiert für WB und ELISA. Zielt auf die RNA-Exosom-Komponente ab, die an der RNA-Verarbeitung, DNA-Reparatur und der Funktion von Immunzellen beteiligt ist. Reagiert mit Human, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | EXOSC10 Kaninchen pAb                                                                                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | p2; p3; p4; RRP6; PMSCL; Rrp6p; PM-Scl; PMSCL2; PM/Scl-100; EXOSC10                                                                                        |
| Spezies           | Human                                                                                                                                                      |
| GenID             | 5394                                                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 586-885 von humanem EXOSC10 (NP_001001998.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                                         |
| SWISS             | Q01780                                                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 101kDa                                                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                  |