

Anti-Exosc2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13868

Artikelnummer: CM0014200



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes EXOSC2, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf eine Exosom-Komponente ab, die an der RNA-Verarbeitung und dem Abbau beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EXOSC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p7; RRP4; SHRF; Rrp4p; hRrp4p; EXOSC2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23404
GenID	23404
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13868
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel