

Anti-Exosc3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nqt5

Artikelnummer: CM0013923



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen EXOSC3 (RRP40/p10), eine Kernkomponente des RNA-Exosoms. Für Western Blot und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung des RNA-Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	EXOSC3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	p10; PCH1B; RRP40; Rrp40p; CGI-102; hRrp-40; bA3J10.7; EXOSC3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	51010
GeneID	51010
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-275 des humanen EXOSC3 (NP_057126.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQT5
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Kühlakku