

Anti-Exosc7 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15024

Artikelnummer: CM0003207



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches EXOSC7 (Q15024), geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches und murine EXOSC7, eine nicht katalytische Untereinheit des RNA-Exosom-Komplexes. Ideal für Forschung zu RNA-Prozessierung und -Degradation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EXOSC7 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	p8; EAP1; RRP42; Rrp42p; hRrp42p; EXOSC7
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	23016
GeneID	23016
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem EXOSC7 (Q15024) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15024
Proteinmasse	32 kDa
Versand	Eisbeutel