

Anti-Exosc8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96B26

Artikelnummer: CM0030470



Einführung

Kaninchen anti-EXOSC8 polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Zielt auf die Exosom-Komponente RRP43 ab, beteiligt an RNA-Verarbeitung und -abbau. Ideal für die Forschung mit menschlichen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EXOSC8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p9; CIP3; EAP2; OIP2; PCH1C; RRP43; Rrp43p; bA421P11.3; EXOSC8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11340
Gen-ID	11340
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-276 von menschlichem EXOSC8 (NP_852480.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96B26
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel