

Anti-Exportin 2 (Xpo2) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P55060

Artikelnummer: CM0002332

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Exportin 2 (XPO2/CSE1L), geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Dieser Antikörper detektiert humanes und murines Exportin 2 Protein (110 kDa) und ist ein wesentliches Werkzeug zur Untersuchung von nukleozytoplasmatischen Transportmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Exportin 2 (XPO2) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CAS; CSE1; XPO2; Exportin 2 (XPO2)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1434
Gen-ID	1434
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 872-971 von humanem Exportin 2 (XPO2) (P55060) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P55060
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel