

Anti-Exportin 5 (Xpo5) Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Hav4

Artikelnummer: CM0028394



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Exportin 5 (XPO5) geeignet für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Validiert in Mensch, Maus, Ratte. 136kDa, Immunogen aa 925-1204. Kritisch für miRNA- und dsRNA-Kernexport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Exportin 5 (XPO5) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	exp5; Exportin 5 (XPO5)
Spezies	Mensch
GeneID (human)	57510
GeneID	57510
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 925-1204 von humanem Exportin 5 (NP_065801.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HAV4
Proteingewicht	136kDa
Versand	Eistasche