

Anti-Exportin 5 (Xpo5) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hav4

Artikelnummer: CM0011658



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Exportin 5 (XPO5). Validiert für WB, IHC-P, ELISA und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des nukleären Exports und der miRNA-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Exportin 5 (XPO5) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	exp5; Exportin 5 (XPO5)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57510
GenID	57510
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von humanem Exportin 5 (XPO5) (Q9HAV4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HAV4
Proteingewicht	136kDa
Versand	Eisbeutel