

Anti-Exportin-6 (Xpo6) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Qu8

Artikelnummer: CM0015690

Einführung

XPO6 Rabbit pAb detektiert Exportin-6 in humanen und murinen Proben via WB und ELISA. Ideal für Studien zum Kerntransport und zur Aktindynamik. Polyklonaler Antikörper, erzeugt gegen rekombinantes humanes XPO6-Fragment.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	XPO6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	EXP6; RANBP20; XPO6
Spezies	Human
GeneID (Human)	23214
GeneID	23214
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 290-530 von humanem XPO6 (NP_055986.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q96QU8
Proteingewicht	129kDa
Versand	Eistüte