

Anti-Ext1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16394

Artikelnummer: CM0020396



Einführung

EXT1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (pAb) für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Zielgerichtet ist Exostosin-1, eine Untereinheit des Heparansulfat-Copolymerase, die für die Glykanverlängerung und die Homöostase der extrazellulären Matrix entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EXT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EXT; LGS; TTV; LGCR; TRPS2; EXT1
Spezies	Human
GenID (Human)	2131
GenID	2131
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 467-746 von humanem EXT1 (NP_000118.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16394
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel