

Anti-Ext2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q93063

Artikelnummer: CM0022382



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen humanes EXT2 (Exostosin-2) gerichtet ist und für WB, IF/ICC, ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur HS-Biosynthese und multiplen Exostosen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EXT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SOTV; SSMS; EXT2
Spezies	Mensch
Gen-ID	2132
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 80-340 von humanem EXT2 (NP_000392.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q93063
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel